

Zagreb, 14..04.2017.

- Obavijest -

ZAPRIMANJE UZORAKA I VRSTA UZORAKA POGODNIH ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU UMJESTO UZORKA SJEMENA (EJAKULATA)

Napretkom dijagnostičkih mogućnosti u mikrobiologiji i zahvaljujući upotrebi najmodernijih molekularnih metoda pogodni uzorci za mikrobiološku dijagnostiku u muškaraca kod kojih je potrebna mikrobiološka analizu su:

1. U slučaju **kroničnog prostatitisa** pogodni uzorci za mikrobiološku dijagnostiku su srednji mlaz mokraće prikupljen prije masaže prostate i uzorak prvog mlaza mokraće odmah nakon masaže prostate (test tzv. „dvije čaše“),
2. U slučaju **nadražaja mokraćne cijevi (uretre)** pogodan uzorak je prvi mlaz urina (10-20ml) prikupljen nakon što pacijent nije mokrio 2-4 sata, a u slučaju nadražaja otvora mokraćne cijevi i okolne kože i obrisak,
3. U slučaju kad je potrebna **obrada neplodnosti** pogodan uzorak je prvi mlaz mokraće,
4. U slučaju sumnje na **infekciju testisa (epididimitis/orhitis)** pogodan uzorak je također prvi mlaz mokraće, a po potrebi uz prvi mlaz zaprima se i srednji mlaz mokraće (muškarci stariji od 35 godina).



Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med.
(Voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju)